

LOT



# Bravo® Nasal Pillow System

Instructions for Use – 07002 Rev F

**EN: ENGLISH**

**Intended Use**  
The Bravo Nasal Pillows System is intended for use by adults (> 30 kg) as a patient interface for Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) or Bi-Level positive-pressure ventilation devices for the treatment of obstructive sleep apnea.

For homecare applications, the Bravo may be reused multiple times by a single patient. For institutional applications (i.e. sleep lab, other clinical settings), this interface may be reused multiple times by multiple patients.

**Warnings**

- RX Only
- This device must be used only with a positive pressure ventilation device. This device should not be used unless the CPAP or Bi-level system is turned on and operating properly. The exhalation ports should never be blocked. *Explanation of the Warning:* CPAP/Bi-level systems are intended to be used with special masks which have vent holes or exhalation ports to allow continuous flow of air out of the mask. When the CPAP/Bi-level machine is turned on and functioning properly, new air from the machine flushes the exhaled air out through the attached mask exhalation ports. However, when the CPAP/Bi-level machine is not operating, enough fresh air will not be provided through the mask, and exhaled air may be rebreathed. Rebreathing of exhaled air for longer than several minutes can in some circumstances lead to suffocation. This warning applies to most models of CPAP and Bi-level systems.
- This device may deactivate the pressure alarm on some ventilation systems. Confirm that your ventilation system pressure alarm works with the product before using the pressure alarm.
- If you notice redness or irritation of your skin, contact your physician. The device consists of silicone, polycarbonate, and polypropylene.
- Due to the risk of transmitting infection, disinfect between patients when reusing in the institutional setting.
- For homecare applications, this device is intended for single-patient use only and thus use by multiple patients is to be avoided due to the risk of transmitting infection. For homecare applications, do not attempt to sterilize or use disinfectants on this device or any of its components.

**Before Each Use**

- Clean the device as described in the cleaning instructions. For single patient use in the home, see Cleaning Instructions – Homecare Applications. For multiple patient reuse in institutional settings, see Cleaning and Disinfecting Instructions – Institutional Applications.
- Insert the elbows of the Y-circuit into the circular fittings on the headgear. NOTE: The elbows should stop against the flange on the headgear as indicated by the arrow.
- Before attaching the reservoir, notice that the reservoir is marked “R” and “L” and that the headgear is marked “R” and “L”. Insert the elbow on the “R” side of the headgear into the “R” side of the reservoir. Insert the elbow on the “L” side of the headgear into the “L” side of the reservoir. NOTE: The elbows should be inserted until the end of the reservoir completely overlaps the end of the circular fittings on the headgear.
- Select the size of pillows that is appropriate for your nose. Insert the pillows into the reservoir. NOTE: The bar between the pillows should be closer to the vent side of the reservoir. NOTE: The bar between the pillows should be straight and not stretched or distorted in order to allow the pillows to be at the correct angles.
- Attach the circuit tube from the CPAP or bi-level ventilation system to the Y-circuit

**Fitting the Device**

- Clean and thoroughly dry your face before putting on the interface.
- Turn on your CPAP or bi-level system and make sure it is functioning properly.
- Put the headgear on over the top of your head and insert the pillows into your nose. First adjust the back straps of the headgear. Second adjust the top straps. Continue to adjust all straps until the interface fits comfortably on your face with minimal air leakage. NOTE: The side straps and the back straps should be worn close to the ears. NOTE: The back straps should be on the lower part of the head closer to the neck, not near the top of the head.
- Adjustments to the angle of the pillows can be made by rotating the reservoir on the headgear.
- Breathe normally, and continue making minor adjustments until you have a comfortable fit with minimal leaks. If you are unable to achieve a comfortable fit or resolve leaks at the nose, you may need an alternative pillow size. NOTE: The bar between the pillows can be removed if needed to create more clearance between the bottom of the nose and the reservoir or to allow you to use two different size pillows.
- The device can be worn with the tubing on your chest or over you head (using the Velcro rings) as you prefer.
- To remove the interface, you usually do not need to release the straps. Just grasp the reservoir and pull it forward until it clears your nose, and then lift the interface off over your head.

**Cleaning Instructions – Homecare Applications**

After Each Use:

- Remove the pillows from the reservoir. Disassemble the reservoir and the headgear from the Y-circuit. NOTE: The headgear will be washed separately.
- Wash the Y-circuit, pillows, and reservoir with mild soap and warm water. Do not use alcohol or petroleum products or strong cleaners.
- Make sure that the exhalation ports on the reservoir are free of any obstructions.
- Rinse thoroughly. Allow all components to completely air-dry, away from direct sunlight.
- Carefully inspect each component for any wear or damage. If you see any cracks in the plastic or any tears or hardening of the silicone components, do not use the device. Discoloration is normal after several washings and should not be considered sign of wear. Contact your healthcare provider for a replacement.


At Least Every 7 Days:

- Hand wash the headgear with mild soap and warm water. Do not use bleach.
- Rinse thoroughly. Allow to completely air-dry, away from direct sunlight.
- Carefully inspect the headgear for wear or damage. Do not use if you notice significant tears, fraying, or loss of elasticity. Contact your healthcare provider for a replacement.


**Cleaning and Disinfecting Instructions – Institutional Applications**


After Each Use:

- Remove the pillows from the reservoir. Disassemble the reservoir and the headgear from the Y-circuit.
- Wash all components with mild soap and warm water. Do not use alcohol or petroleum products or strong cleaners. Use a cotton swab to remove any visible residue from the components.
- Make sure that the exhalation ports on the reservoir are free of any obstructions.
- Rinse thoroughly (3) three times with clear water.



- If any residue remains on any components after cleaning, discard entire assembly and replace.
- Prepare a solution of Cidex OPA (*ortho*-Phthalaldehyde solution) per manufacturer’s instructions. Verify strength of Cidex OPA solution using Cidex OPA test strips.
- Submerge all components (except headgear) into the prepared Cidex OPA solution for twelve (12) minutes.
- Remove components. Shake excess solution from interior surfaces of components.
- Rinse assembly three (3) times with clear water. Shake excess water from interior surfaces of components. Allow all components to completely air-dry, away from direct sunlight.
- Carefully inspect each component for any wear or damage. If you see any cracks in the plastic or any tears or hardening of the silicone components, do not use the device. Discoloration is normal after several washings and should not be considered sign of wear. Contact your healthcare provider for a replacement.




**Manufactured for:**  30 Spur Dr., El Paso – TX 79906 – USA  
Tel: (800) 421-0024 – www.salterlabs.com

**Manufactured by:**  GaleMed Corp.  
39, Sec. 3, Haijing E. Road  
Xiamen, Fujian Province, China

**EC REP** Obelis S.A.  
Av. De Tervueren 34, Bte 44  
1040 Brussels, Belgium

Bravo is a trademark of Salter Labs \*Covered by Patent Number D591419 and patents pending\* Made in China

Reorder Information			
Part Number	Description	Part Number	Description
BRV600	Bravo – Complete System	BRV621	Pillows, <i>Small</i>
BRV630	Headgear	BRV623	Pillows, <i>Medium</i>
		BRV625	Pillows, <i>Large</i>



**ES: ESPAÑOL**

**Uso intencionado**


La Interfaz Nasal Bravo ha sido desarrollada para ser usada por adultos (> 30 kg) como una interfaz de paciente en dispositivos de ventilación a presión positiva tipo CPAP o Bi-Level para el tratamiento de insuficiencias respiratorias y apnea obstructiva del sueño.

Para cuidados en casa, la Interfaz Nasal Bravo puede ser reutilizada numerosas veces por un solo paciente. En instituciones (i.e. hospitales u otros entornos clínicos), esta interfaz puede ser reutilizada numerosas veces por múltiples pacientes.

**Advertencias**

- La ley federal (EE.UU.) especifica que la venta de este dispositivo sea realizada por un médico o por prescripción.
- Este dispositivo debe ser utilizado con un dispositivo de ventilación a presión positiva. Este dispositivo no deberá ser usado a menos que el sistema CPAP o Bi-level esté conectado y funcionando correctamente. Los orificios de exhalación no deben bloquearse nunca.

*Explicación del aviso:* Los sistemas CPAP/Bi-level están concebidos para usarlos con máscaras especiales que incorporan orificios de ventilación o exhalación que permiten un flujo de aire continuo a través de la máscara. Para cuidados en casa, este dispositivo ha sido diseñado para ser usado únicamente por un solo paciente y por lo tanto debe evitarse que sea usado por pacientes múltiples debido al riesgo de infección cruzada. No obstante, cuando la máquina CPAP/Bi-level no está funcionando, no fluirá aire suficiente a través de la máscara y el aire exhalado podrá ser respirado ulteriormente. La respiración ulterior del aire exhalado durante más de unos minutos puede causar asfixia en ciertas circunstancias. Este aviso es aplicable a la mayoría de los modelos de sistemas CPAP y Bi-level.



**Interfaz Nasal Bravo®**

Instrucciones de utilización

- Este dispositivo puede desactivar la alarma de presión de ciertos sistemas de ventilación. Deberá confirmar que la alarma de presión de su sistema de ventilación funciona con el producto antes de usarla.
- Póngase en contacto con su médico si observa alguna rojez o irritación en la piel. El dispositivo consta de silicona, policarbonato y polipropileno. Debido al riesgo de infección cruzada, desinfecte entre pacientes cuando reutilice el ajuste institucional.
- Para cuidados en casa, este dispositivo ha sido diseñado para ser usado únicamente por un paciente y por lo tanto deberá evitarse que lo usen pacientes múltiples debido al riesgo de infección cruzada. Para cuidados en casa, no intente esterilizar o usar desinfectantes en este dispositivo o en cualquiera de sus componentes.

**Antes de cada utilización**

- Limpie el dispositivo como se describe en las instrucciones de limpieza. Para uso único por el paciente en casa, vea "Instrucciones de limpieza – Cuidados en casa". Para uso por pacientes múltiples en entornos institucionales, vea "Instrucciones de limpieza y desinfección – Cuidados institucionales".
- Inserte los codos del circuito Y en los adaptadores circulares incluidos en el arnés de cabeza. NOTA: Los codos deberán detenerse contra la brida en el arnés de cabeza como lo indica la flecha.
- Antes de acoplar el depósito observe que éste está marcado “R” y “L” y que el arnés de cabeza también está marcado “R” y “L”. Inserte el codo del lado “R” del arnés de cabeza dentro del lado “R” del depósito. Inserte el codo en el lado “L” del arnés de cabeza en el lado “L” del depósito. NOTA: Los codos deberán ser insertados hasta que el final del depósito superpone por completo los adaptadores circulares incluidos en el arnés de cabeza.
- Seleccione el tamaño de almohadas apropiado para su nariz. Inserte las almohadas en el depósito. NOTA: La barra entre las almohadas deberá quedar cercana al lado de ventilación del depósito. NOTA: La barra entre las almohadas deberá quedar recta y no estirada o deformada, de modo que las almohadas queden dispuestas a los ángulos correctos.
- Disponga el tubo del circuito desde el sistema de ventilación CPAP o Bi-level hasta el circuito en Y.

**Colocación del dispositivo**

- Lave y seque a fondo su cara antes de colocarse la interfaz.
- Conmute el sistema CPAP o Bi-level y asegure que funcione correctamente.
- Coloque el arnés sobre la parte superior su cabeza e inserte las almohadas en la nariz. Ajuste individualmente las correas superior y posterior del arnés y tire suavemente de cada una hasta que la interfaz encaje cómodamente en su cara con la fuga de aire mínima. NOTA: El lado del arnés deberá pasar entre sus ojos y sus orejas. NOTA: Generalmente es aconsejable realizar ajustes iguales en cada correa, de modo que las hebillas del arnés permanezcan centradas.
- El ajuste del ángulo de las almohadas puede hacerse girando el depósito incluido en el arnés de cabeza.
- Respire con normalidad y continúe realizando pequeños ajustes hasta que sienta la máscara confortable con el mínimo de fugas. Si no la siente confortable, o es incapaz de eliminar las fugas alrededor de la nariz, puede que necesite un cojín de otro tamaño. NOTA: La barra entre las almohadas puede retirarse si es necesario para crear más espacio entre la parte inferior de la nariz y el depósito o para permitirle usar dos almohadas diferentes.
- Podrá llevar el dispositivo con la tubería en el pecho o sobre la cabeza (usando los aros de Velcro), según prefiera.
- Para retirar la interfaz, normalmente no es necesario liberar las correas. Simplemente sujete el depósito y tire de éste hasta que pase sin tocar la nariz y luego saque la interfaz por encima de su cabeza.

**Instrucciones de limpieza – Cuidados en casa**

Después de cada utilización:

- Retire las almohadas del depósito. Desmonte el depósito y el arnés de cabeza del circuito en Y. NOTA: El arnés de cabeza debe lavarse por separado.
- Lave el circuito en Y, las almohadas y el depósito con agua tibia y un jabón suave. No utilice productos de limpieza fuertes o a base de alcohol o petróleo.
- Asegure que los orificios de exhalación estén libres de obstrucciones.
- Enjuague todo a fondo. Deje que todos los componentes se sequen por completo al aire, en un lugar alejado de la luz directa del sol.
- Inspeccione cuidadosamente cada uno de los componentes por si muestran señales de desgaste o desperfectos. Si detecta grietas o agrietamiento en el plástico, o roturas o endurecimiento de los componentes de silicona, no utilice el dispositivo. La decoloración es normal después de varias lavaduras y no debe considerarse desgaste. Si requiere repuestos póngase en contacto con su proveedor acostumbrado.

Por lo menos cada 7 días:


- Lave a mano el arnés de cabeza en agua tibia con un jabón suave. No utilice lejía.
- Enjuague todo a fondo. Deje que todo seque por completo al aire en un lugar alejado de la luz directa del sol.
- Inspeccione con cuidado el arnés de cabeza por si muestra señales de desgaste o desperfectos. No lo utilice si detecta roturas o desgaste considerable o pérdida de elasticidad. Si requiere repuestos póngase en contacto con su proveedor acostumbrado.


**Instrucciones de limpieza y desinfección – Cuidados institucionales**

Después de cada utilización:

- Retire las almohadas del depósito. Desmonte el depósito y el arnés de cabeza del circuito en Y.
- Lave todos los componentes en agua tibia con jabón suave. No utilice productos de limpieza fuertes o a base de alcohol o petróleo.
- Asegure que los orificios de exhalación estén libres de obstrucciones.
- Enjuague a fondo tres (3) veces con agua limpia.
- Si queda algún residuo en cualquier componente después de la limpieza, deseche y reemplace el conjunto completo.
- Prepare una solución de Cidex OPA (solución de ortoftalaldehído) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Compruebe la fuerza de la solución Cidex OPA utilizando tiras de ensayo Cidex OPA.
- Sumerja todos los componentes (excepto el arnés de cabeza) en la solución de Cidex OPA que ha preparado durante doce (12) minutos.
- Retire los componentes. Sacuda los residuos de la solución para desalojarlos de las superficies interiores de los componentes.
- Enjuague el conjunto tres (3) veces en agua limpia. Sacuda los residuos del agua para desalojarlos de las superficies interiores de los componentes. Deje que todos los componentes se sequen por completo al aire, en un lugar alejado de la luz directa del sol.
- Inspeccione cuidadosamente cada uno de los componentes por si muestran señales de desgaste o desperfectos. Si detecta grietas o agrietamiento en el plástico, o roturas o endurecimiento de los componentes de silicona, no utilice el dispositivo. La decoloración es normal después de varias lavaduras y no debe considerarse desgaste. Si requiere repuestos póngase en contacto con su proveedor acostumbrado.

**Distribuido por:**

 30 Spur Dr., El Paso – TX 79906 – USA  
Tel: (800) 421-0024 – www.salterlabs.com

 Fabricado por: GaleMed Corp.  
39, Sec. 3, Haijing E. Road  
Xiamen, Fujian Province, China

**EC REP** Obelis S.A.  
Av. De Tervueren 34, Bte 44  
1040 Brussels, Belgium

Bravo es una marca comercial de Salter Labs \*US D591419, PATENTES PENDIENTES\*

**Información para repetir pedidos**

Número de pieza	Descripción	Número de pieza	Descripción
BRV600	Bravo – Sistema completo	BRV621	Almohadas, <i>pequeñas</i>
BRV630	Arnés de cabeza	BRV623	Almohadas, <i>medianas</i>
		BRV625	Almohadas, <i>grandes</i>

















## 용도

**Bravo** 비강 연결 장치는 지속성 기도양압(CPAP)이나 폐쇄성 수면 무호흡의 치료를 위한 Bi-level 양압 호흡 장치의 연결 장치로 사용하도록 되어 있으며 특히 성인(> 30kg)에게 사용하도록 되어 있습니다.

가정에서 사용하는 경우에는 **Bravo**를 한 명의 환자에게 여러 번 재사용할 수 있습니다. 수면 실험실, 기타 임상 관련 기관 등의 각종 기관에서 사용하는 경우에는 여러 명의 환자에게 여러 번 재사용할 수 있습니다.

## 경고

- 처방 제품
- 이 장치는 반드시 양압 호흡 장치만 함께 사용해야 합니다. **CPAP** 또는 Bi-level 시스템의 전원이 켜져 있지 않고 올바르게 작동하지 않은 경우에 본 장치를 사용해서는 안됩니다. 호기구가 막혀서는 안됩니다.
  - 경고에 대한 설명*: **CPAP**/Bi-level 시스템은 마스크 외부로 공기가 지속적으로 흐를 수 있도록 하는 호흡구 또는 호기구가 있는 특수 마스크와 함께 사용하도록 되어 있습니다. **CPAP**/Bi-level 장치의 전원이 켜지고 올바르게 작동하는 경우에는 장치에서 방출된 새로운 공기가 부착된 마스크의 호기구를 통해 배출된 공기를 밀어냅니다. 하지만 **CPAP**/Bi-level 장치가 작동하고 있지 않을 때는 마스크를 통해 신선한 공기가 충분히 공급되지 않으며 배출된 공기를 재호흡할 수 있습니다. 특정 환경에서 몇 분 이상 배출된 공기를 재호흡하면 질식할 수 있습니다. 이 경고는 대부분의 **CPAP** 및 Bi-level 시스템 모델에 적용됩니다.
- 이 장치는 일부 호흡 시스템의 압력 경보를 비활성화할 수 있습니다. 압력 경보를 사용하기 전에 호흡 시스템의 압력 경보가 제품과 잘 작동하는지 확인합니다.
- 피부에 홍조가 나타나거나 자극을 느끼는 경우에는 주치의에게 연락하십시오. 장치는 실리콘, 폴리카보네이트 및 폴리프로필렌으로 구성되어 있습니다.
- 전염될 위험으로 인해 각종 기관에서 재사용하는 경우에는 다른 환자에게 재사용할 때마다 장치를 소독합니다.
- 가정에서 사용하는 경우에는 한 명의 환자에게만 사용하도록 되어 있어 전염될 위험이 있으므로 여러 명의 환자에게 사용하지 않도록 합니다. 가정에서 사용하는 경우에는 이 장치나 그 구성품에 대한 멸균을 시도하거나 소독제를 사용하지 마십시오.

## 매 번 사용하기 전에

- 세정 지침의 설명에 따라 장치를 세정합니다. 가정에서 한 명의 환자에게만 사용하는 경우에는 세정 지침 – 가정용을 참조하십시오. 각종 기관에서 여러 명의 환자에게 사용하는 경우에는 세정 및 소독 지침 – 기관용을 참조하십시오.
- Y자 회로의 L자 관을 헤드기어의 원형 연결부에 삽입합니다. 참고: 화살표와 같이 L자 관을 헤드기어의 플랜지에서 멈추서는 안됩니다.
- 저장통을 부착하기 전에 저장통과 헤드기어에 표시된 각각의 “**R**”과 “**L**”을 확인합니다. 헤드기어 “**R**” 쪽의 L자 관을 저장통의 “**R**” 쪽에 삽입합니다. 헤드기어 “**L**” 쪽의 L자 관을 저장통의 “**L**” 쪽에 삽입합니다. 참고: 저장통 끝부분이 헤드기어의 원형 연결부 끝부분에 완전히 겹쳐질 때까지 L자 관을 삽입해야 합니다.
- 환자의 코에 적합한 크기의 받침을 선택합니다. 받침을 저장통에 삽입합니다. 참고: 받침 사이의 막대는 저장통의 호흡구 쪽에 보다 가까워야 합니다. 참고: 받침이 올바른 각도를 유지하기 위해서는 받침 사이의 막대가 반드시 일직선이어야 하며 늘어나 있거나 비틀려서는 안됩니다.
- CPAP** 또는 Bi-level 호흡 시스템의 회로관을 Y자 회로에 부착합니다.

## 장치 착용 방법

- 연결 장치를 착용하기 전에 얼굴을 씻은 다음 완전히 말립니다.
- CPAP** 또는 Bi-level 시스템의 전원을 켜고 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 머리 위쪽에 헤드기어를 착용하고 받침을 코에 삽입합니다. 공기 누출을 최소화하면서도 착용감이 편해질 때까지 헤드기어의 위쪽 및 뒤쪽 끈을 각각 조절하고 천천히 당깁니다. 참고: 헤드기어 측면은 눈과 귀 사이를 지나도록 해야 합니다. 참고: 각각의 끈을 균형 있게 조절하여 헤드기어 버클이 가운데에 오게 하는 것이 가장 좋습니다.
- 헤드기어의 저장통을 회전하여 받침의 각도를 조절할 수 있습니다.
- 공기 누출을 최소화하면서도 착용감이 편해질 때까지 정상적으로 호흡하면서 계속 조금씩 조절합니다. 아무리 조절해도 착용감이 편해지지 않거나 코에서 공기가 계속 누출되면 다른 크기의 받침이 필요할 수도 있습니다. 참고: 필요한 경우, 받침 사이의 막대를 제거하여 코 끝과 저장통 간의 간격을 늘리거나 각기 다른 크기의 받침을 2개 사용할 수 있습니다.
- 가슴에 배관을 연결하는 방식이나 머리에 끼우는 방식(벨크로 링 사용) 중 선호하는 방식으로 장치를 착용할 수 있습니다.
- 대체로 연결 장치를 분리하기 위해 끈을 풀 필요가 없습니다. 코에서 완전히 떨어질 때까지 저장통을 잡고 앞으로 당긴 다음 머리 위쪽으로 연결 장치를 들어올리기만 하면 됩니다.

## 세정 지침 – 가정용

### 매 번 사용 후:

- 저장통에서 받침을 분리합니다. Y자 회로에서 저장통과 헤드기어를 분해합니다. 참고: 헤드기어는 별도로 세척합니다.
- 중성 비누와 온수로 Y자 회로, 받침 및 저장통을 세척합니다. 알코올이나 석유 제품 또는 강력 세정제를 사용하지 마십시오.
- 저장통의 호기구에 장애물이 없는지 확인합니다.

- 완전히 행굽니다. 모든 구성품을 자연 건조 방식으로 완전히 마르도록 하되 직사광선을 피합니다.
- 각 구성품이 마모 또는 손상되었는지 주의 깊게 검사합니다. 플라스틱에 균열된 부분이 발견되거나 실리콘 구성품이 찢기거나 굳은 경우에는 장치를 사용하지 마십시오. 몇 번 세척 후에 변색되면 이는 정상적인 현상이며 마모된 징후로 간주해서는 안됩니다. 교체는 보건의료용품 공급업체에 연락하시기 바랍니다.

### 최소 7일마다:

- 중성 비누와 온수를 사용하여 손으로 헤드기어를 세척합니다. 표백제는 사용하지 마십시오.
- 완전히 행굽니다. 자연 건조 방식으로 완전히 마르도록 하되 직사광선을 피합니다.
- 헤드기어가 마모 또는 손상되었는지 주의 깊게 검사합니다. 눈에 띄게 찢어졌거나 닳았거나 탄력이 떨어진 경우에는 사용하지 마십시오. 교체는 보건의료용품 공급업체에 연락하시기 바랍니다.

## 세정 및 소독 지침 – 기관용

### 매 번 사용 후:

- 저장통에서 받침을 분리합니다. Y자 회로에서 저장통과 헤드기어를 분해합니다.
- 중성 비누와 온수로 모든 구성품을 세척합니다. 알코올이나 석유 제품 또는 강력 세정제를 사용하지 마십시오.
- 저장통의 호기구에 장애물이 없는지 확인합니다.
- 깨끗한 물을 사용하여 전체적으로 세 번 행굽니다.
- 세정 후에도 구성품에 오염물질이 남아 있으면 조립품 전체를 폐기하고 다른 제품으로 교체합니다.

- 제조업체의 지침에 따라 **Cidex OPA** (*ortho*-Phthaladehyde) 용액을 준비합니다. **Cidex OPA** 검사지를 사용하여 **Cidex OPA** 용액의 강도를 확인합니다.
- 모든 구성품(헤드기어 제외)을 준비된 **Cidex OPA** 용액에 12분간 담급니다.
- 구성품을 꺼냅니다. 구성품 안쪽 표면에 남아 있는 용액을 흔들어서 제거합니다.
- 깨끗한 물을 사용하여 조립품 전체를 세 번 행굽니다. 구성품 안쪽 표면에 남아 있는 물을 흔들어서 제거합니다. 모든 구성품을 자연 건조 방식으로 완전히 마르도록 하되 직사광선을 피합니다.
- 각 구성품이 마모 또는 손상되었는지 주의 깊게 검사합니다. 플라스틱에 균열된 부분이 발견되거나 실리콘 구성품이 찢기거나 굳은 경우에는 장치를 사용하지 마십시오. 몇 번 세척 후에 변색되면 이는 정상적인 현상이며 마모된 징후로 간주해서는 안됩니다. 교체는 보건의료용품 공급업체에 연락하시기 바랍니다.

<b>공급업체:</b>	<b>SALTER LABS®</b>	30 Spur Dr., El Paso – TX 79906 – USA Tel: (800) 421-0024 – www.salterlabs.com	<b>CE</b> <b>0434</b>
--------------	---------------------	---	--------------------------

	GaleMed Corp. 39, Sec. 3, Haijing E. Road Xiamen, Fujian Province, China	<b>EC</b> <b>REP</b>	Obelis S.A. Av. De Tervueren 34, Bte 44 1040 Brussels, Belgium
---	--	----------------------	--

Bravo는 Salter Labs 의 상표입니다. \*US D591419, 특허 출원 중\*

<b>재주문 정보</b>			
부품 번호 BRV600 BRV630	설명 Bravo – 시스템 전체 헤드기어	부품 번호 BRV621 BRV623 BRV625	설명 받침, 소형 받침, 중형 받침, 대형

