

POCHE DE PERFUSION À PRESSION INFU-SURG® TRANSPARENTE

SANS LATEX | USAGE UNIQUE | JETABLE | SANS DEHP | MR CONDITIONNEL | MARQUE CE

La poche de perfusion à pression Infu-Surg® est un dispositif sûr, fiable et de haute qualité pour un traitement par perfusion intraveineuse ou intra-artérielle, comprenant une surveillance de la pression. La poche Infu-Surg est un produit rentable et sûr sur lequel les professionnels de santé s'appuient depuis des décennies. Le crochet dédié à la poche de liquide permet un chargement et un déchargement facile du système sans avoir à retirer la poche de perfusion de la potence pour intraveineuse.



Une vue à 360° de la jauge à code de couleur permet une surveillance précise de la pression alors que la soupape de décharge de sécurité évite le surgonflage



Un robinet à trois voies permet un contrôle précis de la pression alors que la grosse poire ovale permet un gonflage rapide de la poche, le tout avec une seule main



Le crochet de la poche de solution permet de la remplacer facilement sans avoir à retirer l'Infu-Surg de la potence pour intraveineuse ; permet de maintenir la poche de liquide dans la bonne position pendant l'utilisation

POCHE DE PERFUSION À PRESSION INFU-SURG®

- Soupape de décharge de pression pour éviter le surgonflage (décharge de pression de 375 mm Hg)
- Grosse poire ovale pour un gonflage rapide et facile de la poche
- Gonflage et dégonflage à une main à l'aide d'une conception qui facilite l'utilisation et requiert une formation minimale
- Crochet dédié à la poche de liquide qui permet un chargement et un déchargement facile du système sans avoir à retirer la poche de perfusion de la potence pour intraveineuse
- Adaptée à une utilisation avec des sources de gonflage externes
- Jauge à code de couleur pour une surveillance précise de la pression (0 à 300 mm Hg)
- Le robinet à trois voies garantit un contrôle précis de la pression
- Incroyablement fiable, 100 % testée

ARTICLE	DESCRIPTION	VOLUME	PK
4005H	Infu-Surg avec crochet	500 ml	25
4010H	Infu-Surg avec crochet	1 000 ml	25
4030	Infu-Surg	3 000 ml	25

LIT-10092 Rev.2