

ENTNAHME EINER PROBE ZUR BLUTGASANALYSE (BGA)

LATEXFREI | EINMALNUTZUNG | WEGWERFARTIKEL

Die Entnahme einer Probe zur Blutgasanalyse (BGA) ist ein invasives Verfahren, bei dem es zu einer Nadelstichverletzung und der Verunreinigung mit durch Blut übertragenen Krankheitserregern kommen kann. Die Pulset™-BGA Nadeln mit dem SafetyTip™-Schutz vor Nadelstichen schützt vor unbeabsichtigten Nadelstichen in Ihrer Pflegeeinrichtung. Die SafetyTip™ ist als integraler Bestandteil der Nadel konstruiert, um den Empfehlungen zur Nadelsicherheit zu entsprechen. Pulset™ verfügt über weitere Zusatzfunktionen und ist dadurch eine der einfachsten und schnellsten ABG-Spritzen, die heute im Gesundheitswesen verwendet werden können.



Punktions-Set



A-Line-Set



Das auffällige Design der SafetyTip™ gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit der Einstichstelle. Zeigt die abgeschrägte Seite nach oben, liegt der Schutzmantel parallel zum Spritzenzylinder und erlaubt eine freie Sicht. Außerdem sorgt das patentierte Dual-Lock-Design für Ihre Sicherheit, indem die Nadel sicher mit einem hörbaren Klicken abgedeckt wird.

VORTEILE VON PULSET™

SCHUTZKAPPE AN SCHARFEN GEGENSTÄNDEN (SAFETYTIP™)

- Die SafetyTip ist bereits in der richtigen Neigungsposition (bereit/nach oben) an der Nadel befestigt
- Die SafetyTip-Schutzkappe klappt entlang der Spritze zurück, um den Blick auf die Einstichstelle optimal freizugeben
- Einhandbedienung

ENTLÜFTETER KOLBEN

- Keine manuelle Entfernung von Luftblasen mehr erforderlich
- Weniger Arbeitsschritte zwischen dem Einführen der Nadel und dem Versenden der Probe ins Labor

LITHIUM-ZINK-HEPARIN

- Verhindert Kalziumelektrolytfehler
- Vermischt sich leicht mit dem Blut und verhindert Gerinnung

DÜNNWANDIGE NADELTECHNOLOGIE

- Blutfluss ebenso schnell wie bei Standardnadeln
- Kleinere Punktionsstelle und dadurch weniger Schmerzen für den Patienten

1cc Pulset-Spritze, Belüftet

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ALKOHOL VORBEREITUNG	IODOPHOR VORBEREITUNG	VER- BANDS- MULL	EIS BEU- TEL	BANDAGE	Q-CORK	PATIENTEN- ETIKETT	MEN- GE
3103-91*	23g x 1" Nadel mit SafetyTip, 25u BH								100
3105-91*	25g x 5/8" Nadel mit SafetyTip, 25u BH								100
3165-91	Angepasstes Set, 25g x 5/8" Nadel mit SafetyTip, 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3173-91	Vollständiges Set: 25g x 5/8" Nadel 23g x 1" Sterile, Nicht Angebrachte Nadel, 25u BH	X	X	X	X	X	X	X	100

3cc Pulset-Spritze, Belüftet

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ALKOHOL VORBEREITUNG	IODOPHOR VORBEREITUNG	VER- BANDS- MULL	EIS BEU- TEL	BANDAGE	Q-CORK	PATIENTEN- ETIKETT	MEN- GE
3302-91*	22g x 1" Nadel mit SafetyTip, 25u BH								100
3303-91*	23g x 1" Nadel mit SafetyTip, 25u BH								100
3362-91	Angepasstes Set, 22g x 1" Nadel mit SafetyTip, 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3362-91S	Angepasstes Set, 22g x 1" Nadel, Luer-Slip mit SafetyTip, 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3363-91	Angepasstes Set, 23g x 1" Nadel mit SafetyTip, 25u BH	X	X	X	X	X		X	100
3373-91	Angepasstes Set: 23g x 1" Nadel mit SafetyTip, 22g x 1,5" Sterile Nadel mit SafetyTip, 25u BH	X	X	X	X	X		X	100

Bauchnabelschnurgas-Set

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ALKOHOL VORBEREITUNG	IODOPHOR VORBEREITUNG	VER- BANDS- MULL	EIS BEU- TEL	BANDAGE	Q-CORK	PATIENTEN- ETIKETT	MEN- GE
3182-91	Bauchnabelschnurgas-Set, (2) 22g x 1" Nadeln mit SafetyTip, 25u BH				X			X (2)	100

Mit Kanüle Mit Stumpfer Spitze

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MEN- GE
3100-30*	A-Line 1cc Spritze, Kanüle mit Stumpfer Spitze 25u BH	100
3300-30*	A-Line 3cc Spritze mit Stumpfer Spitze 25u BH	100

A-Line

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MEN- GE
3100-20*	A-Line 1cc Spritze, 3cc Einmalspritze 25u BH	100
3100-25*	A-Line 1cc Spritze, 25u BH	100
3300-21*	A-Line 3cc Spritze, 5cc-6cc Einmalspritze 25u BH	100
3300-25*	A-Line 3cc Spritze, 25u BH	100

*Artikel sind mit CE-Kennzeichnung versehen.